

PHẦN THUYẾT MINH

❖ Công bố tiêu chuẩn theo số phiếu tiếp nhận 00702/2001/CBTC/TĐC ngày 08-03-2001 của Chi Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng TP. Hồ Chí Minh.

I. Đặc tính :

Đặc tính	120 kg
Phạm vi sử dụng	20 kg – 120 kg
Phân độ nhỏ nhất	0.5 kg

II SAI SỐ ĐO LƯỜNG:

Loại cân	Mức Cân (Từ...đến..)	Sai Số cho phép
120kg	20 kg – 50 kg	± 0.5 kg
	50 kg – 100 kg	± 1 kg
	Trên 100 kg	± 1.5 kg

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÂN SỨC KHỎE 120 KG NHƠN HÒA

I. CÁCH SỬ DỤNG

- 1./ Tháo bỏ bao bì bảo vệ khỏi cân.
- 2./ Đặt cân trên nền cứng thẳng bằng.
- 3./ Ấn tay lên cân vài lần để điều chỉnh vạch số “0” trùng với kim chỉ thị.
- 4./ Đặt hai chân đều và ngay giữa mặt bàn cân, đứng thẳng, không nghiêng trước sau hoặc hai bên trong lúc cân.
- 5./ Mỗi tuần kiểm tra thể trọng từ 2 đến 3 lần.
- 6./ Luôn luôn kiểm tra trên cùng một cái cân.
- 7./ Tụ cân vào cùng một giờ trong ngày, để so sánh kết quả.
- 8./ Ghi nhận kết quả cân và so sánh với các lần cân khác trước, để biết sự tăng giảm của thể trọng.

CHÚC QUÝ KHÁCH VUI KHỎE

II. CÁCH BẢO QUẢN :

❑ Không :

- Tháo cân ra tự ý bôi mỡ vào các bộ phận bên trong cân.
- Tự ý sửa chữa làm sai độ chính xác cân
- Rửa nước hoặc để chất tẩy rửa - bắn vào bên trong cân.
- Va chạm mạnh hoặc đánh rơi cân.
- Cân vượt mức tối đa.
- Đặt cân nơi ẩm ướt, có muối hoặc hoá chất, hoặc ở nơi có nhiệt độ cao.

❑ Nên :

- Lau cân bằng vải mềm, sạch.
- Cất giữ nơi khô ráo.