

PHIẾU BẢO HÀNH



GIẢI THƯỞNG
CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM
NĂM 2004 - 2005 - 2006

- ◆ Cân được sửa chữa miễn phí mọi hư hỏng bên trong, nếu cân được sử dụng đúng theo bảng hướng dẫn, niêm chì còn nguyên vẹn và cân còn trong thời gian bảo hành.
- ◆ Cân hư hỏng bên ngoài, (bị rơi, móp, méo, mất mặt bằng, ...v.v....) người mua chịu trách nhiệm.
- ◆ Cân được bảo hành 12 tháng kể từ ngày mua.

Ngày mua / / 202

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC.

CÔNG TY TNHH SX CÂN NHƠN HÒA

K.C.S. CÔNG TY TNHH SX CÂN NHƠN HÒA

Sức Khỏe Là Vàng

- CÂN SỨC KHỎE GIA ĐÌNH 120 kg CHỈ
SỬ DỤNG TRONG GIA ĐÌNH.

- KHÔNG SỬ DỤNG TRONG THƯƠNG
NGHIỆP HAY LĨNH VỰC Y TẾ.

CÂN NHƠN HÒA®

Địa chỉ: 514-516-518 Quốc Lộ 13, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TPHCM

Tel: (84-28) 37269964 - 37269965 . Fax: (84-28) 37268660 - 37268271

Website: <http://www.nhonhoa.vn>

Email: info@nhonhoascale.com.vn



ISO 9001

**CÂN SỨC KHỎE GIA ĐÌNH
120 kg**

PHẦN THUYẾT MINH

❖ Cân sức khỏe gia đình 120 kg (CSK-120) được sản xuất theo tiêu chuẩn cơ sở : TCCS 10:2016/NH của Công ty TNHH sản xuất cân Nhơn Hòa.

I - ĐẶC TÍNH :

Đặc tính	120 kg
Phạm vi đo	20 kg - 120 kg
Giá trị độ chia	1 kg

II - SAI SỐ ĐO LƯỜNG :

Loại cân	Mức cân	Sai số lớn nhất cho phép
120 kg	Từ 20 kg đến 50 kg	± 500 g
	Trên 50 kg đến 120 kg	± 1 kg

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÂN SỨC KHỎE GIA ĐÌNH 120 kg

I - CÁCH SỬ DỤNG :

- 1./ Tháo bỏ bao bì bảo vệ khỏi cân.
- 2./ Đặt cân trên nền cứng thẳng bằng.
- 3./ Ấn tay lên cân vài lần để điều chỉnh vạch số "0" trùng với kim chỉ thị.
- 4./ Đặt hai chân đều và ngay giữa mặt bàn cân, đứng thẳng, không nghiêng trước sau hoặc hai bên trong lúc cân.
- 5./ Mỗi tuần kiểm tra thể trọng từ 2 đến 3 lần.
- 6./ Luôn luôn kiểm tra trên cùng một cái cân.
- 7./ Tự cân vào cùng một giờ trong ngày, để so sánh kết quả.
- 8./ Ghi nhận kết quả cân và so sánh với các lần cân khác trước, để biết sự tăng giảm của thể trọng.

CHÚC QUÝ KHÁCH VUI KHỎE

II - CÁCH BẢO QUẢN :

◆ Không :

- Tháo cân ra tự ý bôi mỡ vào các bộ phận bên trong cân.
- Tự ý sửa chữa làm sai độ chính xác của cân.
- Rửa nước hoặc để chất tẩy rửa bắn vào bên trong cân.
- Va chạm mạnh hoặc đánh rơi cân.
- Cân vượt mức tải tối đa.
- Đặt cân nơi ẩm ướt, có muối, hoặc hoá chất, hoặc ở nơi có nhiệt độ cao.
- Không dùng để cân hàng hóa.

◆ Nên :

- Lau cân bằng vải mềm, sạch.
- cất giữ nơi khô ráo.

III - LƯU Ý :

- Cân sức khỏe gia đình 120 kg chỉ sử dụng trong gia đình.
- Không sử dụng trong thương nghiệp hay lĩnh vực y tế.